


Português



Device Setting
Pillows




QuietAir



Nasal cradle
mask



Nasal pillows
mask



- | | | | |
|---|---------------|---|--------------------|
| A | Cotovelo | F | Almofadas Pillow |
| B | Anel Cotovelo | 1 | Ventilação |
| C | Fixador | 2 | Ventilador QuitAir |
| D | Armação | 3 | Botões Laterais |
| E | Almofada | 4 | Manga |


Uso Pretendido

As máscaras AirFit N30i e AirFit P30i são destinadas ao uso por pacientes com peso superior a 30 kg que foram prescritos terapia de pressão positiva não invasiva nas vias aéreas (PAP), como CPAP ou terapia de dois níveis. As máscaras são destinadas à reutilização em um único paciente no reutilização domiciliar e multi paciente em ambiente hospitalar / institucional. Leia todo Guia de Usuário!

Antes de usar a sua máscara

Remova todas as embalagens e inspecione cada componente da máscara para conferir a qualidade. Use o modelo de ajuste para ajudar na seleção do tamanho certo de almofada, fixador e armação.

Ajustando a sua máscara




1. Puxe a armação e o arnês sobre sua cabeça até que o cotovelo esteja posicionado na parte superior e o arnês fica atrás de sua cabeça.
2. Coloque a almofada sob o nariz. Para a máscara AirFit P30i, alinhe os travesseiros nas narinas.
3. Aperte ou afrouxe o arnês até que a almofada se ajuste confortavelmente de baixo do seu nariz.
4. Aperte os botões laterais no cotovelo e destaque os da estrutura. Conecte o tubo de ar do seu dispositivo ao cotovelo e reconecte moldura.

Ajustando sua máscara.


- Ao usar a máscara, o ar fluirá das aberturas na almofada e cotovelo. Se o ar vazar da lateral ou parte superior da almofada, ajuste a máscara encaixe para melhorar a vedação.
- Você pode posicionar a parte superior do quadro para frente ou para trás sobre o sua cabeça até que a máscara fique confortável.

Dimensionar a moldura da máscara



Se a moldura da máscara cair sobre sua cabeça ou ficar muito perto de seus ouvidos, tente um tamanho de quadro pequeno. Se a máscara cair para a frente na sua cabeça ou também ficar muito próximo de seus olhos, experimente um tamanho de moldura padrão.

Desmontando sua máscara para limpeza : Se a sua máscara estiver conectada a um dispositivo, desconecte o tubo de ar do dispositivo do cotovelo da máscara.



1. Puxe a almofada da estrutura.
2. Desfaça as abas de fixação na correia do fixador e puxe-a do quadro da armação.
3. Aperte os botões laterais no cotovelo e destaque-os da estrutura

Nota: Para a máscara Airfit P30i, a ventilação QuietAir pode ser removida para permitir a inspeção dos orifícios de ventilação.

Limpando sua máscara:

- Sempre que usar limpe sua almofada!
 - Semanalmente limpe o fixador, armação e cotovelo.
1. Mergulhe os componentes em água morna com um detergente líquido suave. Certifique-se de que não há bolhas de ar durante a imersão.
 2. Lave os componentes à mão com uma escova de cerdas macias. Pague em particular atenção aos orifícios de ventilação

3. Lave bem os componentes em água corrente.
4. Para as laterais da moldura, aperte com uma toalha limpa para remover o excesso de água. Agite a ventilação QuietAir para remover o excesso de água.

OBS: Se os componentes da água não estiverem limpos, repita todo o processo da higienização.

Remontando sua máscara

1. Remonte o cotovelo na parte superior até ouvir um clique.
2. Insira a correia do arnês na estrutura e dobre as abas de fixação para trás.
3. Insira as extremidades da estrutura na almofada, garantindo que as setas na almofada e na moldura estão alinhadas.

- Se o anel do cotovelo se soltar, insira-o novamente na parte superior.
- Se a ventilação QuietAir for removida, da máscara, insira novamente.

ATENÇÃO

- A máscara não é adequada para pacientes que requerem ventilação de suporte a vida.
- Para não afetar a segurança e a qualidade da terapia, as aberturas da máscara devem ser mantidas desobstruídas para proteger contra a reinalação. Inspeção regularmente as aberturas para garantir que sejam mantidas a limpas, sem danos e livre de bloqueios.
- A máscara deve ser usada sob supervisão qualificada para pacientes que são incapazes de remover a máscara por conta própria. Pode não ser adequada a pessoas com problemas de aspiração.
- Limpe regularmente sua máscara para manter a qualidade e evitar o crescimento de germes que podem afetar sua saúde.
- Critérios visuais para inspeção do produto: Se houver qualquer deterioração visível de uma máscara ou componente (rachadura, fissura, rasgos) e componente deve ser substituído.
- Use apenas dispositivos de terapia CPAP ou de dois níveis compatíveis. As especificações técnicas da máscara são fornecidas para profissionais de saúde determinarem dispositivos compatíveis. O uso com dispositivos incompatíveis pode afetar o desempenho ou a segurança da máscara.

- Interrompa o uso da máscara se tiver qualquer reação adversa e consulte o seu médico ou terapeuta do sono.
- A máscara não se destina a ser usada simultaneamente com medicamentos nebulizadores que estão na passagem de ar da máscara/tubo.

⚠ CUIDADO


- Remova todas as embalagens antes de usar a máscara..
- A máscara pode causar dor nos dentes, gengivas ou mandíbula ou agravar algum problema dental. Se ocorrem sintomas, procure um médico ou dentista.
- Ao ajustar a máscara, não aperte demais o arnês, pois isso pode causar vermelhidão na pele ou feridas ao redor da almofada.
- A máscara deve ser utilizada com o dispositivo ligado. Certifique-se que o dispositivo está soprando para reduzir o risco de reinalação do ar exalado.
- Como em todas as máscaras, pode ocorrer reinalação a baixa pressão.
- Siga as instruções de limpeza e use detergente líquido suave. Alguns produtos de limpeza podem danificar a máscara, peças e funções.
- Não passe o arnês a ferro, pois o material é sensível a calor e será danificado.

Especificações Técnicas

Dispositivos Compatíveis

Para obter uma lista completa de dispositivos compatíveis com esta máscara, consulte a lista de compatibilidade da máscara/dispositivo no site da ResMed.

Curva de pressão-fluxo:



Opções de configuração: Para AirSense, AirCurve or S9	AirFit N30i Almofada	AirFit P30i Almofada
Pressão da Terapia:	4 a 25 cm H ₂ O	4 a 25 cm H ₂ O

Resistencia: Queda na pressão medida (nominal)

a 50 L/min	0.4 cm H ₂ O	0.4 cm H ₂ O
a 100 L/min	1.7 cm H ₂ O	1.5 cm H ₂ O

Som: Valores declarados na emissão de ruído de número duplo de acordo com ISO4871:1996 e ISO3744:2010. Nível de potência sonora ponderado A em uma distância de 1m, com incerteza de 3dBA, são mostrados:

Nível de potência do Som:	24 dBA	21 dBA
Nível de pressão sonora:	17 dBA	14 dBA

Condições Ambientais:

Temperatura de operação: 5°C to 40°C

Umidade de operação: 15% to 95% sem condensação.

Temperatura de armazenamento e transporte: -20°C a +60°C

Umidade de armazenamento e transporte: até 95% sem condensação.

Vida Útil: A vida útil do sistema da máscara depende intensidade do uso manutenção e condições ambientais nas quais a máscara é usada ou armazenada. Como este sistema de máscara e seus componentes são de natureza modular, é recomendado que o usuário mantenha e inspecione regularmente e substitua a máscara e seus componentes se considerado necessário ou de acordo com os critérios visuais.

Nota: O fabricante reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Armazenamento:

Certifique-se de que a máscara está totalmente limpa e seca antes de armazená-la por qualquer período de tempo. Guarde a máscara em um local seco.

Disposição

Esta máscara não contém nenhuma substância perigosa e pode ser destacada com o seu lixo doméstico normal.

Reprocessando a máscara entre pacientes

Esta máscara deve ser reprocessada quando usada entre pacientes. Limpeza, desinfecção e as instruções de esterilização estão disponíveis em ResMed.com

Simbolos

Os seguintes símbolos pode aparecer em seu produto ou embalagem:

	Máscara de berço nasal		Máscara de almofada nasal
	QuietAir vent		Configuração - Almofada
	Almofada - Pequena		Almofada - Média
	Almofada - Grande		Almofada - Larga
	Almofada - Pequena Larga		Moldura Padrão
	Moldura Pequena		
			

Este produto não é feito com latex de borra natural.



Cuidado, consulte os documentos em anexo.

Consulte o glossário de símbolos em ResMed.com

Garantia do Consumidor

A ResMed reconhece todos os direitos do consumidor concedidos pela UE Diretiva 1999/44/EC e as respectivas leis nacionais dentro do UE para produtos vendidos na União europeia.

